


Ветеринарная стоматология-протезирование: подготовка инструкций

Накладка




Вкладка

восстановительная



вкладка

1/2 коронка



Винир

0.7-1mm min.



металл короны

подготовка: подготовка без уступа, закругленный уступ (скат), закругленный уступ со скосом, скос края уступа - общее снижение поверхности по крайней мере 0,75 - 1мм.

керамика-композитный венец

подготовка: закругленный уступ (скат) закругленный уступ со скосом -общее снижение поверхности по крайней мере 1.5-2 мм

Руководительная борозда параллельно с осью протезы разворачивания.


I P M



Максимальная компенсация разворачивания

Культевая штифтовая вкладка

Место, отмеченное для шлифовки




Примечание: Если гипсовая модель в некоторых местах отмечена красным цветом, есть неровности, или мало места за корону. Надо дать металл с минимальной толщиной 0,3 мм металл. Вы не можете рассчитывать, что строительство будет осуществляться без дальнейшего измельчения. из-за напряженности в место, предназначенное для измельчения, могут быть деформация металлической оболочкой композитный или керамический слой.




Хищные (Carnivora)

Стоматологическая терминология - определение названия и расположение основных основнй поверхностей




Canids (canidae)

правый верхний PM4/M1




нижний левый m1/m2/m3




Ursinae (ursidae)

правый верхний P4/M1/M2



Felinae (felidae)

правый верхний PM3/PM4/M1



нижний левый pm3/pm4/m1

Необходимые материалы: печать подготовленных несущих зубов верхней и нижней челюсти массы основана VPS (Vinylpolysiloxan), Регистрат окклюзии из воска прикусная вилка